

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 385, de 01 de dezembro de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

Considerando as aprovações provisórias de modelos de esfigmomanômetros eletrônicos digitais de medição não-invasiva, concedidas com base no Art. 4º da Portaria Inmetro n.º 096/2008, que aprova o Regulamento Técnico Metrológico (RTM) do referido instrumento,

Considerando os modelos que obtiveram aprovação nos ensaios complementares de apreciação técnica de modelo, previstos no RTM supracitado,

Considerando o tempo necessário para o setor produtivo realizar a adequação das inscrições nos instrumentos e da documentação apresentada nos respectivos processos de apreciação técnica de modelo, resolve:

Art. 1º - Prorrogar até 30 de junho de 2009 a validade da aprovação provisória dos modelos de esfigmomanômetros digitais listados no Anexo à presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO: Relação dos modelos a que se refere o Art. 1º.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Anexo à Portaria Inmetro/Dimel nº 385, de 01 de dezembro de 2008.

Tabela 1 – Relação dos modelos a que se refere o Art. 1º.

Portaria Inmetro/Dimel n.º	Marca(s)	Modelo(s)
79, de 09/04/2008	G-Tech	RS 500 e RA 800
81, de 14/04/2008	G-Tech	RM 200
82, de 14/04/2008	G-Tech e Procheck	BP3AA1-1 e UAAOXB-A
83, de 15/04/2008	Techline	MG-20
84, de 15/04/2008	G-Tech e Procheck	BP3AF1-3 e WW1YB-3
85, de 15/04/2008	Techline	MG-150F
87, de 15/04/2008	G-Tech e Procheck	BP3ABO-H e UAAOXB-H
95, de 22/04/2008	Techline	WS-501, WS-502 e WS-1300
96, de 22/04/2008	Geratherm	Desktop
97, de 22/04/2008	Microlife	BP 3BTO-A
98, de 22/04/2008	Mark of Fitness	MF-81 e WS-820
99, de 22/04/2008	Geratherm	Wristwatch e Tensio Control
100, de 22/04/2008	Incoterm	Visomat Comfort III
101, de 22/04/2008	Techline	Z-40, Z-43, Z-46 e LC-400PC
102, de 22/04/2008	Mark of Fitness	MF-46
103, de 22/04/2008	Mark of Fitness	MF-36 e MF-38
104, de 22/04/2008	Microlife	BP 3BTO-H
105, de 22/04/2008	Incoterm	Visomat Handy IV
106, de 22/04/2008	G-Tech	RW 350
107, de 22/04/2008	Microlife	BP 3BU1-3
132, de 13/05/2008	Omron	HEM-610INT, HEM-631INT e HEM-650INT
198, de 10/07/2008	Omron	HEM-710INT e HEM-742INT
200, de 10/07/2008	Omron	HEM-403INT e HEM-433INT
215, de 30/07/2008	Microlife	BP W100
216, de 30/07/2008	Bioland	3001
217, de 30/07/2008	Oregon Scientific	BPW120
218, de 30/07/2008	Microlife	BP 3AC1-1PC
225, de 31/07/2008	Microlife	BP A100
254, de 01/09/2008	Omron	HEM-705CPINT
272, de 17/09/2008	Mark of Fitness	DS-1902
306, de 07/10/2008	Omron	HEM-714INT e HEM-781INT